

Biomin® BioStabil Plus Power

Техническая информация



Качество ферментации и аэробная стабильность клеверного силоса

Место проведения и продолжительность исследования:
Шведский университет сельскохозяйственных наук (SLU)
период силосования - 90 дней

План эксперимента:

Небольшие силосные траншеи были заполнены после первого укуса клеверной (28 % СВ), трудной для силосования массой (коэффициент ферментации 28,7) 4 повторения при каждом внесении, при каждом вскрытии траншеи

Траншею открывали на 14-й, 21-й, 42-й и 90-й день

Виды траншей:

- Контроль
- Biomin® BioStabil Plus Power (*L. plantarum*; *L. brevis*; *L. kefir*); 200 000 КОЕ на 1 грамм сырой массы

Интерпретация:

Biomin® BioStabil Plus Power значительно повысил качество ферментации и уровень аэробной стабильности клеверного силоса при каждом вскрытии траншеи.

Ключевые моменты:









Действие Biomin® BioStabil Plus Power на клеверный силос включало

- ➔ повышение уровня синтеза молочной и уксусной кислот
- ➔ сокращение количества аммиака-N (сохранение белка)
- ➔ сокращение потерь СВ при силосовании
- ➔ повышение переваримости и содержания энергии (ОЭ и ЧЭЛ)
- ➔ повышение аэробной стабильности, в том числе при ранних вскрытиях (14 и 21 день)

Чтобы получить более подробные сведения об испытаниях, свяжитесь с местным представителем BIOMIN.



BIOMIN GmbH
Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel: +43 2782 803 0
e-Mail: office@biomin.net
www.biomin.net



a, b Различные верхние индексы a, b указывают на то, что средние значения в строке существенно различаются ($P < 0.01$)

Аэробная стабильность при различных вскрытиях траншей:

